



Creating balance in healthcare



Flexo Sedia da doccia e toilette



5100 5199

Flexo Sedia da doccia e toilette



- Carico massimo 135 kg.
- Facile regolazione idraulica in alto / basso.
- Altezza minima 50 cm, altezza massima 105 cm.
- Carrello: larghezza 70 cm, profondità 82 cm.
- Seduta imbottita con apertura centrale.
- Copri-foro per apertura centrale.
- Poggiabraccia imbottiti pieghevoli per il trasferimento laterale.
- Schienale imbottito.
- Pedane pieghevoli con protezione del polpaccio.
- Poggipiedi a livello pavimento all'altezza minima.
- Passaggio automatico alla posizione basculata al raggiungimento dell'altezza massima.
- Fissaggio di sicurezza anche.
- Guide per secchio o padella.
- Quattro ruote in plastica piroettanti con freno.
- Grande stabilità.
- Comfort di seduta ergonomico.
- Concezione e design moderni.

5100 5199

Flexo Sedia da doccia e toilette con poggiambracci estraibili

La cura di clienti / degenti su sedie da doccia e toilette tradizionali è un'attività pesante. Il personale infermieristico è obbligato ad assumere una posizione innaturale e si trova ad affrontare un carico statico sulla schiena. Con la sedia da doccia e toilette Flexo, ad altezza regolabile, Lopital offre una soluzione.

Flexo offre comfort e sicurezza al personale come al cliente / degente. La sua altezza flessibile, infatti, limita al minimo il carico sulla schiena del personale curante; ne deriva un importante contributo di Flexo al rispetto dei requisiti della legislazione sulle condizioni di lavoro nel settore sanitario.

Regolando la Flexo all'altezza massima, personale curante e cliente / degente hanno contatto visivo. Al cliente / degente è garantita costante sicurezza ottimale, perché la sedia passa automaticamente alla posizione basculata. Lo speciale design di Flexo consente di introdurla direttamente nella toilette, purché regolata nella corretta posizione.



Mantenere facilmente il contatto visivo grazie all'altezza regolabile.



Alto / basso comando per mezzo di pompa a pedale.



Supporti per braccia standard con chiusura frontale.

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito: www.lopital.it

Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk
Tel +31 (0)13 5239300, Fax +31 (0)13 5239301, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

