



Creating balance in healthcare



## Tango Sedia da doccia e toilette



5100 5700

# Tango Sedia da doccia e toilette

5100 5700

## Tango Sedia da doccia e toilette Tango

La Tango di Lopital è un ausilio per doccia per la cura ed il lavaggio di clienti e degenti. Tanto per il personale curante quanto per il degente / cliente, il comfort è ottimale con la Tango.

La Tango può essere utilizzata come sedia da doccia e toilette trasportabile al di sopra del w.c. I numerosi optional e l'elegante design della Tango fanno della sedia un prodotto interessante e di facile uso.


La sedia da doccia e toilette Tango ha subito diverse modifiche. I poggipiedi sono ora facilmente piegabili e a scomparsa, rendendo più agevole l'accesso alla sedia. La Tango è dotata di manici di spinta che ne migliorano la manovrabilità e la praticità. Inoltre, dal punto di vista ergonomico, i manici di spinta aiutano a prevenire problemi articolari.

- Carrellabile.
- Poggiabraccia pieghevoli.
- Ruote piroettanti in plastica con freno, cuscinetti in acciaio inox.
- Cuscino in poliuretano con foro da toilette.
- Guide per secchio o padella.
- Poggiagamba pieghevole e a scomparsa.
- Trasportabile sopra il w.c.
- Telaio rivestito in rilsan.
- Carico massimo 180 kg.
- **Optional:** poggiabraccia con elemento anteriore.



6950 1104 Padella in plastica.

### Dimensioni in cm



Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito: [www.lopital.it](http://www.lopital.it)

Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk  
Tel +31 (0)13 5239300, Fax +31 (0)13 5239301, E-mail [info@lopital.nl](mailto:info@lopital.nl), [www.lopital.nl](http://www.lopital.nl)

