



Creating balance in healthcare



## Tango XXL Sedia da doccia e toilette



**5100 5800**

# Tango XXL Sedia da doccia e toilette


**5100 5800**

## Tango XXL Sedia da doccia e toilette

La sedia Tango XXL di Lopital è uno strumento per la doccia che risponde alle esigenze di cura di persone e pazienti obesi. Il comfort della sedia Tango XXL è ottimale sia per il personale che si occupa dell'assistenza che per la persona / il cliente obeso.

La sedia Tango XXL può essere utilizzata come sedia per doccia e per toilette, poiché può essere guidata all'interno del WC. Il sedile, ampio e profondo e il design fanno della sedia Tango XXL uno strumento di cura facile da usare quando si tratta di persone obese.

Lo schienale e il sedile ergonomici garantiscono il massimo del comfort all'utente. I braccioli allungabili sono anche completamente girevoli. La sedia Tango XXL è munita di un eccellente sostegno per le gambe con banda per i polpacci, anch'esso completamente girevole e rimovibile. Tutto ciò rende più facile alzarsi e sedersi.


### Technische details

Carico massimo:	300 kg
Peso della sedia:	30,5 kg
Altezza sedile:	51 cm
Ampiezza sedile:	70,3 cm
Profondità del sedile:	60 cm

### Caratteristiche

- Tre ruote in plastica, orientabili e con freno doppio.
- Una ruota direzionale.
- Guida per secchio o padella.
- Braccioli allungabili e completamente girevoli.
- Seduta in due parti con apertura sulla parte anteriore e su quella posteriore.
- Poggia-piedi girevoli e rimovibili.

### Dimensioni in cm



Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito: [www.lopital.it](http://www.lopital.it)

Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk  
 Tel +31 (0)13 5239300, Fax +31 (0)13 5239301, E-mail [info@lopital.nl](mailto:info@lopital.nl), [www.lopital.nl](http://www.lopital.nl)

