



Creating balance in healthcare



Sirocco Barella da doccia



6100 2400

Sirocco Barella da doccia

6100 2400**Sirocco Barella da doccia**

fissaggio a muro, scarico a sinistra

Barella da doccia a regolazione elettrica dell'altezza con fissaggio a muro. Regolazione lineare dell'altezza da 40 a 100 cm mediante pratico comando manuale.

- Carico sollevabile massimo 150 kg.
- Regolazione elettrica alto / basso.
- Semplici comandi manuali.
- Adatta ad ambienti con altezza minima di 230 cm.
- Stazione di ricarica batteria inclusa (fissaggio a muro).
- Batteria di facile sostituzione.
- Batteria extra in dotazione standard.
- Arresto d'emergenza.
- Dispositivo di abbassamento d'emergenza.
- Lunghezza 199 cm, larghezza 75 cm.
- Altezza minima piano barella: 40 cm.
- Barella, pannello testa e pannello piedi in policarbonato.
- Materasso con bordi rialzati, 20 cm.
- Regolazione alto / basso mediante comandi manuali.

- 2 spondine di sicurezza incernierate rivestite in acciaio inox.
- Interamente realizzata in acciaio rivestito e dotata di rivestimento protettivo in plastica.
- Ideale come barella da doccia e lettino per il cambio
- Il movimento alto / basso è azionato da un attuatore da 24 V dotato di pacchetto batterie estraibili con caricabatterie indipendente, posizionabile all'esterno della camera da bagno.
- La barella è dotata di tubo di scarico lungo 1,75 m montato a destra (guardando dal lato comandi), disponibile in lunghezze maggiori su richiesta.
- La nostra barella soddisfa la norma NEN 1010 e può essere installata in tutta sicurezza in ambienti umidi.
- **Opzione:** gruppo batterie extra.

6100 2401**Sirocco Barella da doccia**

fissaggio a muro, scarico a destra



Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito: www.lopital.it

Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk
Tel +31 (0)13 5239300, Fax +31 (0)13 5239301, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

