



Creating balance in healthcare



# Amfora Barella da doccia



# Amfora Barella da doccia



6200 4010 / 6200 4015

## Amfora Barella da doccia con regolazione idraulica alto / basso

- 70 x 160 cm.
- Vaschetta di raccolta in plastica con tubo di scarico.
- 4 ruote piroettanti a doppio freno.
- Regolazione schienale.
- Sponde laterali.
- Portata max 135 kg.

### Anche disponibile in:

- 70 x 190 cm.

6200 4011 / 6200 4016

## Amfora Barella da doccia con regolazione elettrica alto / basso

- 70 x 160 cm.
- Dotata di 4 ruote piroettanti a doppio freno.
- Vaschetta di raccolta in dotazione standard.
- Regolazione schienale.
- Sponde laterali.
- Portata max 135 kg.

### Anche disponibile in:

- 70 x 190 cm.





6300 4030 / 6300 4035

**Amfora Barella da doccia  
ribaltabile a muro**

- 70 x 160 cm.
- Gambe ribaltabili.
- Asta di fissaggio.
- Regolazione schienale.
- Sponde laterali.
- Portata max 135 kg.

**Anche disponibile in:**

- 70 x 190 cm.



6300 4040 / 6300 4045

**Amfora Barella da doccia  
ribaltabile a muro**

- 70 x 160 cm.
- Vaschetta di raccolta in plastica con tubo di scarico.
- Gambe ribaltabili.
- Asta di fissaggio.
- Regolazione schienale.
- Sponde laterali.
- Portata max 135 kg.

**Anche disponibile in:**

- 70 x 190 cm.

6200 4050 / 6200 4055

**Amfora Barella da doccia  
ad altezza fissa**

- 70 x 160 cm.
- Vaschetta di raccolta in dotazione standard.
- Dotata di 4 ruote piroettanti a doppio freno.
- Regolazione schienale.
- Sponde laterali.
- Portata max 135 kg.

**Anche disponibile in:**

- 70 x 190 cm.



6200 5005 / 6200 5010

**Amfora Barella da doccia con  
regolazione elettrica alto / basso**

- 70 x 160 cm.
- Fissaggio a muro.
- Vaschetta di raccolta in plastica con tubo di scarico.
- Richiudibile, ammortizzatore con molla a gas.
- Altezza minima 43 cm.
- Altezza massima 103 cm.
- Adatta ad ambienti con altezza minima di 230 cm.
- Rivestimento di protezione in plastica.
- Regolazione schienale.
- Sponde laterali.
- Portata max 135 kg.
- **Opzione:** gruppo batterie extra.

**Anche disponibile in:**

- 70 x 190 cm.



Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito: [www.lopital.it](http://www.lopital.it)

Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk  
Tel +31 (0)13 5239300, Fax +31 (0)13 5239301, E-mail [info@lopital.nl](mailto:info@lopital.nl), [www.lopital.nl](http://www.lopital.nl)

