



Creating balance in healthcare



## Reflex Sedia da doccia e toilette



5100 5600

# Reflex Sedia da doccia e toilette

Reflex, la soluzione completa per accompagnare soggetti disabili sotto la doccia e alla toilette.



5100 5600

## Reflex Sedia da doccia e toilette

- Regolazione elettrica lineare alto / basso.
- Basculamento elettrico lineare.
- Facili comandi con tasti sullo schienale.
- Poggiatesta ad altezza regolabile.
- Schienale e seduta ergonomici.
- Poggiagambe e protezione polpaccio ad altezza regolabile.
- Poggiabraccia pieghevoli a scomparsa, dotati di blocco e di elemento anteriore.
- Adatta per doccia e toilette.
- Trasportabile sopra il w.c.
- Guide per secchio o padella in acciaio inox.
- Quattro ruote in plastica piroettanti con freno.
- Facile da ricaricare con il caricabatteria in dotazione.
- **Opzione:** Anche disponibile con comandi manuali.



**Opzione:** 5100 5605 Reflex con Flexo Poggiagambe.



La sedia da doccia e toilette Reflex offre molte possibilità.



*Poggiagambe e protezione polpaccio estraibili e ad altezza regolabile.*



*Poggiapiedi pieghevoli.*



*Elemento anteriore poggiabraccia pieghevole e indipendente.*



*Seduta per w.c.*



*Con guide per padella o secchio.*



*Dispositivo di abbassamento d'emergenza.*



*Quattro ruote piroettanti a doppio freno.*

**La sedia da comodo Reflex per doccia e WC offre molteplici possibilità**



Ricaricabile mediante adattatore.



Facili comandi su entrambi i lati con tasti sullo schienale.



**Opzione:** il comfort poggiatesta.



Arresto d'emergenza.



Facili comandi con tasti sullo schienale con pratici simboli esplicativi.



Poggiatesta concavo.



Il poggiatesta è facilmente regolabile in altezza e profondità.



6950 1104 Padella in plastica.



6950 5624 Optional: seduta in platilon e schienale estraibile in platilon.




69505629 Optional: seduta in platilon.



## Specifiche tecniche

- Capacità di sollevamento max: 135 kg
- Altezza seduta regolabile: 49 - 101 cm
- Altezza schienale: 93 - 145 cm
- Profondità seduta: 48,5 cm
- Larghezza seduta: 48 cm
- Lunghezza totale telaio base: 88 cm
- Larghezza totale telaio base: 66 cm
- Regolazione poggiatesta: a scatti di 2,5 cm per un totale di 25 cm
- Regolazione poggiatesta: profondità / altezza: 7 / 12 cm
- Regolazione lineare schienale: 30 gradi
- Peso proprio carrozzina: 55 kg
- Comandi elettrici: 24 Volt
- Capacità batteria: 7Ah
- Numero di azioni di sollevamento: 40 su/giù a batteria carica
- Caricabatteria: 220 Volt/50/60 Hz



Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito: [www.lopital.it](http://www.lopital.it)

Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk  
 Tel +31 (0)13 5239300, Fax +31 (0)13 5239301, E-mail [info@lopital.nl](mailto:info@lopital.nl), [www.lopital.nl](http://www.lopital.nl)

