



Creating balance in healthcare



Flexo Sedia da doccia e toilette



5100 5199

Flexo Sedia da doccia e toilette



5100 5199

Flexo Sedia da doccia e toilette con poggiamambe estraibili

La cura di clienti / degenti su sedie da doccia e toilette tradizionali è un'attività pesante. Il personale infermieristico è obbligato ad assumere una posizione innaturale e si trova ad affrontare un carico statico sulla schiena. Con la sedia da doccia e toilette Flexo, ad altezza regolabile, Lopital offre una soluzione.

Flexo offre comfort e sicurezza al personale come al cliente / degente. La sua altezza flessibile, infatti, limita al minimo il carico sulla schiena del personale curante; ne deriva un importante contributo di Flexo al rispetto dei requisiti della legislazione sulle condizioni di lavoro nel settore sanitario.

Regolando la Flexo all'altezza massima, personale curante e cliente / degente hanno contatto visivo. Al cliente / degente è garantita costante sicurezza ottimale, perché la sedia passa automaticamente alla posizione basculata. Lo speciale design di Flexo consente di introdurla direttamente nella toilette, purché regolata nella corretta posizione.

- Carico massimo 150 kg.
- Facile regolazione idraulica in alto / basso.
- Altezza minima 50 cm, altezza massima 105 cm.
- Carrello: larghezza 70 cm, profondità 82 cm.
- Seduta imbottita con apertura centrale.
- Copri-foro per apertura centrale.
- Poggiabraccia imbottiti pieghevoli per il trasferimento laterale.
- Schienale imbottito.
- Pedane pieghevoli con protezione del polpaccio.
- Poggipiedi a livello pavimento all'altezza minima.
- Passaggio automatico alla posizione basculata al raggiungimento dell'altezza massima.
- Fissaggio di sicurezza anche.
- Guide per secchio o padella.
- Quattro ruote in plastica piroettanti con freno.
- Grande stabilità.
- Comfort di seduta ergonomico.
- Concezione e design moderni.



Mantenere facilmente il contatto visivo grazie all'altezza regolabile.



Alto / basso comando per mezzo di pompa a pedale.



Supporti per braccia standard con chiusura frontale.

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito: www.lopital.it

Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk
Tel +31 (0)13 5239300, Fax +31 (0)13 5239301, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

